


Anti-Peroxiredoxin 1/Pag 폴리클론항체 (Wb 및 Elisa용) - Q06830

품목 번호: CM0016387



소개

CamelBio의 Peroxiredoxin 1/PAG Rabbit pAb (Q06830)는 인간 및 마우스 샘플에서 WB 및 ELISA로 검증된 폴리클론항체입니다. 이는 산화 스트레스 신호 전달의 주요 조절자인 22kDa 항산화 단백질 Peroxiredoxin-1을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Peroxiredoxin 1/PAG Rabbit pAb
비고/별칭	PAG; PAGA; PAGB; PRX1; PRXI; MSP23; NKEFA; TDPX2; NKEF-A; Peroxiredoxin 1/PAG
종	인간
GeneID (Human)	5052
GeneID	5052
면역원	인간 Peroxiredoxin 1/PAG (NP_001189360.1)의 아미노산 1-199에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q06830
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백