


Wb, Elisa용 Peroxiredoxin 1/Pag 토끼 단일클론 항체 - Q06830

품목 번호: CM0008689



소개

Peroxiredoxin 1/PAG(PRDX1, NKEF-A)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에서 인간 및 마우스 PRDX1을 검출합니다. 산화 스트레스 및 항산화 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Peroxiredoxin 1/PAG 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	PAG; PAGA; PAGB; PRX1; PRXI; MSP23; NKEFA; TDPX2; NKEF-A; Peroxiredoxin 1/PAG
종	인간
유전자 ID(인간)	5052
유전자 ID	5052
면역원	합성 펩타이드 인간 Peroxiredoxin 1/PAG(Q06830)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q06830
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스팩