

Anti-Peroxiredoxin 2 (Prdx2) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P32119

품목 번호: CM0024030



소개

Anti-PRDX2 토끼 폴리클론 항체는 인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 약 22 kDa의 페록시레독신-2를 검출하며, 이는 산화 스트레스 반응에 관여하는 세포질 항산화 효소입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Peroxiredoxin 2 (PRDX2) Rabbit pAb
비고/별칭	PRP; TSA; PRX2; PTX1; TPX1; NKEFB; PRXII; TDPX1; NKEF-B; HEL-S-2a; Peroxiredoxin 2 (PRDX2)
종	인간
유전자 ID	7001 (인간)
면역원	인간 Peroxiredoxin 2 (PRDX2) (NP_859428.1)의 아미노산 1-142에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P32119
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백