


Anti-Peroxiredoxin 3 (Prdx3) 폴리클로날 항체 [Wb, If, Elisa] - P30048

품목 번호: CM0014729



소개

인간 PRDX3 (Peroxiredoxin 3)를 타겟으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 샘플에서 내인성 PRDX3를 검출합니다. 산화 스트레스 및 미토콘드리아 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Peroxiredoxin 3 (PRDX3) Rabbit pAb
비고/별칭	AOP1; MER5; AOP-1; PPPCD; SP-22; HBC189; SCAR32; PRO1748; prx-III; Peroxiredoxin 3 (PRDX3)
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	10935
GeneID	10935
면역원(Immunogen)	제조합 단백질 인간 Peroxiredoxin 3 (Peroxiredoxin 3 (PRDX3)) (NP_006784.1)의 아미노산 63-256에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	P30048
단백질 분자량	28kDa
배송(Shipping)	아이스백