


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항퍼옥시레독신 3 (Prdx3) 토끼 단클론 항체 - P30048

품목 번호: CM0005461



소개

인간 퍼옥시레독신 3 (PRDX3)에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 생쥐 PRDX3와 반응하며, 미토콘드리아 항산화 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	퍼옥시레독신 3 (PRDX3) 토끼 mAb
비고/별칭	AOP1; MER5; AOP-1; PPPCD; SP-22; HBC189; SCAR32; PRO1748; prx-III; 퍼옥시레독신 3 (PRDX3)
종	인간
유전자ID (인간)	10935
유전자ID	10935
면역원	인간 퍼옥시레독신 3 (PRDX3) (P30048)의 아미노산 157-256 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P30048
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백