


항-Peroxiredoxin 3 (Prdx3) 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P30048

품목 번호: CM0020412



소개

CamelBio는 WB 및 ELISA에서 검증된 토끼 항-PRDX3 항체를 제공합니다. 이 항체는 산화 스트레스 및 신경퇴행 연구에서 중요한 미토콘드리아 항산화 효소인 인간 및 랫트 PRDX3를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Peroxiredoxin 3 (PRDX3) 토끼 pAb
비고/별칭	AOP1; MER5; AOP-1; PPPCD; SP-22; HBC189; SCAR32; PRO1748; prx-III
종	인간
유전자 ID	10935
면역원	인간 Peroxiredoxin 3 (PRDX3) (NP_006784.1)의 아미노산 63-256번 서열에 해당하는 재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫트
SWISS	P30048
단백질 분자량	28 kDa
배송 방식	아이스팩