


Anti-Peroxiredoxin 4 (Prdx4) 폴리클론항체 For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13162

품목 번호: CM0022599



소개

인간 Peroxiredoxin 4 (PRDX4)에 대한 토끼 폴리클론항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 PRDX4를 검출합니다. 산화 스트레스 및 레독스 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Peroxiredoxin 4 (PRDX4) Rabbit pAb
비고/별칭	PRX-4; AOE372; AOE37-2; HEL-S-97n; Peroxiredoxin 4 (PRDX4)
종 특이성	인간
GeneID (인간)	10549
GeneID	10549
면역원	인간 Peroxiredoxin 4 (PRDX4) (NP_006397.1)의 아미노산 10-110 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q13162
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백