


Anti-Peroxiredoxin 5 (Prdx5) 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P30044

품목 번호: CM0006905



소개

WB, IHC-P, ELISA 검증을 거친 인간 Peroxiredoxin 5 (PRDX5) 대상 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응하며, 산화 스트레스 연구에 적합합니다. 미토콘드리아, 세포질 및 퍼옥시좀 이소폼을 표적으로 하는 높은 특이성을 가집니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] Peroxiredoxin 5 (PRDX5) 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	PLP; ACRI; B166; PRXV; PMP20; PRDX6; prx-V; SBB110; AOEB166; HEL-S-55; Peroxiredoxin 5 (PRDX5)
종	인간
GeneID	25824
면역원	재조합 단백질 인간 Peroxiredoxin 5 (PRDX5)(NP_036226.2)의 아미노산 53-214 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P30044
단백질 중량	22kDa
배송	아이스팩