


Anti-Peroxiredoxin 5 (Prdx5) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P30044

품목 번호: CM0029988



소개

Peroxiredoxin 5 (PRDX5)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플의 산화 스트레스 및 항산화 방어 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Peroxiredoxin 5 (PRDX5) Rabbit pAb
비고/별칭	PLP; ACRI; B166; PRXV; PMP20; PRDX6; prx-V; SBB110; AOEB166; HEL-S-55; Peroxiredoxin 5 (PRDX5)
종	인간
GeneID (Human)	25824
GeneID	25824
면역원	재조합 단백질: 인간 Peroxiredoxin 5 (PRDX5) (NP_036226.2)의 아미노산 53-214에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P30044
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백