


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Peroxiredoxin 5 (Prdx5) 토끼 다클론 항체 - P30044

품목 번호: CM0014246



소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 고품질 항-Peroxiredoxin 5 (PRDX5) 토끼 다클론 항체. 사람, 생쥐, 쥐 PRDX5를 검출합니다. 산화 스트레스, 항산화 방어 및 퍼옥시좀 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Peroxiredoxin 5 (PRDX5) 토끼 pAb
비고/별칭	PLP; ACRI; B166; PRXV; PMP20; PRDX6; prx-V; SBBI10; AOEB166; HEL-S-55; Peroxiredoxin 5 (PRDX5)
종	사람
유전자ID (사람)	25824
유전자ID	25824
면역원	사람 Peroxiredoxin 5 (PRDX5) (NP_036226.2)의 아미노산 53-214에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P30044
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스 팩