

Wb, Elisa용 Anti-Peroxiredoxin 6 단일클론 항체 - P30041

품목 번호: CM0005085

소개

사람 Peroxiredoxin 6 (PRDX6)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 산화 스트레스 및 지질 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Peroxiredoxin 6 Rabbit mAb
비고/별칭	PRX; p29; AOP2; 1-Cys; NSGPx; aiPLA2; LPCAT-5; HEL-S-128m; Peroxiredoxin 6
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	9588
유전자 ID	9588
면역원	합성 펩타이드(Synthetic Peptide)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P30041
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백(Ice bag)