


Wb용 항-퍼옥시레독신 6 다클론 항체 - P30041

품목 번호: CM0019622



소개

사람 퍼옥시레독신 6(Peroxiredoxin 6, PRDX6)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 사용됩니다. 사람, 마우스, 랫드에서 인식됩니다. 25 kDa 단백질입니다. 퍼옥시다제 및 포스포리파제 활성을 가진 항산화 효소입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Peroxiredoxin 6 토끼 pAb
비고/별칭	PRX; p29; AOP2; 1-Cys; NSGPx; aiPLA2; LPCAT-5; HEL-S-128m; Peroxiredoxin 6
종	사람
유전자 ID (사람)	9588
유전자 ID	9588
면역원	사람 Peroxiredoxin 6의 아미노산 1-224에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_004896.1)
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P30041
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백