

Anti-Peroxiredoxin 6 Rabbit Monoclonal Antibody (Kd Validated) For Wb, Ihc-P, Elisa - P30041

품목 번호: CM0005195



소개

이 인간 Peroxiredoxin 6에 대한 토끼 단일클론 항체(KD 검증됨)는 약 25 kDa 단백질을 검출하며, 인간 및 쥐 교차 반응성을 갖춘 WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 산화 스트레스 및 지질 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증] Peroxiredoxin 6 Rabbit mAb
비고/별칭	PRX; p29; AOP2; 1-Cys; NSGPx; aiPLA2; LPCAT-5; HEL-S-128m
종	인간
GeneID	9588
면역원	인간 Peroxiredoxin 6 (NP_004896.1)의 아미노산 1-224에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P30041
단백질 무게	25 kDa
배송	아이스백