

Wb, Ihc, If용 Anti-Perp 토끼 단일클론 항체 - Q96Fx8

품목 번호: CM0005944

소개

사람, 쥐, 랫드에서 WB, IHC, IF, ELISA에 대해 검증된 PERP 토끼 단일클론 항체(Q96FX8). PMP-22 관련 p53 아포토시스 이펙터를 타겟으로 하며, 데스모솜 접합 및 상피 무결성에 관여합니다. 아포토시스 및 세포 부착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PERP Rabbit mAb
비고/별칭	THW, KCPI, EKVP7, OLMS2, PIGPC1, KRTCAP1, dJ496H19.1, PERP
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	64065
GeneID	64065
면역원(Immunogen)	사람 PERP (Q96FX8)의 아미노산 94-193 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	Q96FX8
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백