

Anti-Pex11B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - O96011

품목 번호: CM0019426

소개

인간 PEX11B (Peroxin-11B)에 대한 토끼
폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 생쥐 및
쥐와 교차반응함. 과산화소체 증식 및 분열 연구에
이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PEX11B Rabbit pAb
비고/별칭	PEX14B; PEX11beta; PEX11-BETA; PEX11B
종	인간
유전자 ID	8799
면역원	인간 PEX11B (NP_003837.1)의 아미노산 100-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	O96011
단백질 무게	28kDa
배송	아이스백