

웨스턴 블롯 및 Elisa용 Anti-Pex12 토끼 다클론 항체 - O00623

품목 번호: CM0017342

소개

이 PEX12 토끼 다클론 항체는 웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증되었으며, 인간 퍼옥시좀 조립 단백질 12(PAF-3)을 표적으로 합니다. 퍼옥시좀 생합성 및 PEX5 수용체 재활용 연구에 이상적입니다. 신뢰할 수 있는 IVD 원료를 위해 CamelBio에서 주문하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PEX12 토끼 pAb
비고/별칭	PAF-3; PBD3A; PEX12
종	인간
유전자 ID(인간)	5193
유전자 ID	5193
면역원	인간 PEX12(NP_000277.1)의 아미노산 290-359에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O00623
단백질 중량	41kDa
배송	아이스팩