

Anti-Pex14 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O75381

품목 번호: CM0029702



소개

인간 PEX14를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 과옥시좀 단백질 수입 및 과옥시좀 생합성 장애 연구에 필수적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	PEX14 Rabbit pAb
비고/별칭	NAPP2; PBD13A; Pex14p; dJ734G22.2; PEX14
종	인간
유전자 ID (인간)	5195
유전자 ID	5195
면역원	인간 PEX14 (NP_004556.1)의 아미노산 118-377에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O75381
단백질 무게	41kDa
배송	아이스백