


Wb 및 Elisa용 Anti-Pex19 토끼 단일클론 항체 - P40855

품목 번호: CM0002161



소개

CamelBio의 anti-PEX19 토끼 단일클론 항체는 웨스턴 블로팅 및 ELISA용으로 검증되었으며, 인간 PEX19를 특이적으로 인식합니다. 퍼옥시좀 생물학 연구, 세포 주기 연구 및 진단 검사 개발에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PEX19 Rabbit mAb
비고/별칭	PXF; HK33; PMP1; PMPI; PXMPI; PBD12A; DIS2223E; PEX19
종	Human
유전자 ID	5824
항원	인간 PEX19 (P40855)의 아미노산 1-100 내 합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	P40855
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스 팩