


Wb, If-P, Elisa용 항Pex19 토끼 다클론 항체 - P40855

품목 번호: CM0028415



소개

WB, IF-P, ELISA에서 검증된 인간 PEX19(페록신-19)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 PEX19를 검출합니다. 퍼옥시좀 생물발생 및 막 단백질 수송 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	PEX19 토끼 pAb
비고/별칭	PXF; HK33; PMPI; PMPI; PXMP1; PBD12A; D1S2223E; PEX19
종	인간
GeneID (인간)	5824
GeneID	5824
면역원	인간 PEX19 (NP_002848.1)의 아미노산 1-299에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P40855
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백