

Anti-Pex2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P28328

품목 번호: CM0020559

소개

PEX2 토끼 폴리클론 항체는 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트의 PEX2를 검출합니다. 페록시솜 생합성 및 PEX5 재활용 연구에 필수적입니다. 펙소파지 및 페록시솜 장애 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	PEX2 Rabbit pAb
비고/별칭	PAF1; PMP3; ZWS3; PBD5A; PBD5B; PMP35; PXMP3; RNF72; PEX2
종	인간
GeneID (인간)	5828
GeneID	5828
면역원	아미노산 1-130에 해당하는 서열을 포함하는 인간 PEX2 재조합 융합 단백질 (NP_001165558.1).
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P28328
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백