

Wb, Elisa용 Anti-Pex3 폴리클로널 항체 - P56589

품목 번호: CM0029262



소개

인간 PEX3 (TRG18/PBD10A)에 대한 토끼 폴리클로널 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다.

인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 퍼옥시좀 생체 생성 및 Zellweger 증후군 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PEX3 Rabbit pAb
비고/별칭	TRG18; PBD10A; PBD10B; PEX3
종(Species)	Human
GeneID (human)	8504
GeneID	8504
면역원(Immunogen)	인간 PEX3 (NP_003621.1)의 아미노산 144-373에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P56589
단백질 분자량	42kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)