

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Pex5 폴리클로날 항체 - P50542

품목 번호: CM0018103



소개

인간 PEX5에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 퍼옥시좀 표적 신호 1 수용체를 표적하며, 퍼옥시좀 생성 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PEX5 Rabbit pAb
비고/별칭	PXR1; PBD2A; PBD2B; PTS1R; RCDP5; PTS1-BP; PEX5
종	Human
GeneID (Human)	5830
GeneID	5830
면역원	인간 PEX5 (NP_000310.2)의 아미노산 364-631에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P50542
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스 팩