

Anti-Pex6 Rabbit Pab For Wb, Elisa - Q13608

품목 번호: CM0013538

소개

인간 PEX6(과산화소체 단백질 수입에 필수적인 과산화소체 AAA ATPase)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. WB 및 ELISA에서 검증됨; 마우스 및 래트와 교차 반응. 과산화소체 생합성 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PEX6 Rabbit pAb
비고/별칭	PAF2; HMLR2; PAF-2; PBD4A; PDB4B; PXAAA1; PEX6
종	인간
유전자 ID (인간)	5190
유전자 ID	5190
면역원	재조합 단백질 인간 PEX6 (NP_000278.3)의 아미노산 741-980 서열에 대응하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13608
단백질 분자량	104kDa
배송	아이스백