

Wb, Elisa용 항-Pfas 다클론 항체 - O15067

품목 번호: CM0019505

소개

Western blot 및 ELISA용 인간 PFAS(PURL, FGAMS)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체; 마우스 및 랫드와 교차 반응하며, 퓨린 생합성 연구 및 분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PFAS 토끼 pAb
비고/별칭	PURL; FGAMS; GATD8; FGARAT; FGAR-AT; PFAS
종	인간
GeneID(인간)	5198
GeneID	5198
면역원	인간 PFAS(NP_036525.1)의 아미노산 1-300번에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O15067
단백질 분자량	145kDa
배송	아이스팩