


Wb, Elisa용 Anti-Pfdn1 폴리클로날 항체 - O60925

품목 번호: CM0025798



소개

단백질 접힘에 관여하는 프리폴딘 서브유닛인 PFDN1에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫드 샘플에서 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PFDN1 Rabbit pAb
비고/별칭	PDF; PFD1; PFDN1
종	사람(Human)
GeneID (사람)	5201
GeneID	5201
면역원	사람 PFDN1 (NP_002613.2)의 아미노산 1-122에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	O60925
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백