


Wb, Elisa용 Anti-Pfdn2 다클론 항체 - Q9Uhv9

품목 번호: CM0012991



소개

인간 PFDN2(Prefoldin subunit 2)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA용으로 검증되었으며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 샤페론 및 단백질 폴딩 연구에 유용한 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PFDN2 토끼 pAb
비고/별칭	PFD2; PFDN2
종	인간
GeneID (인간)	5202
GeneID	5202
면역원	재조합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9UHV9
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백