


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Pfdn5 폴리클로널 항체 - Q99471

품목 번호: CM0029874



소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 Anti-PFDN5 토끼 폴리클로널 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 PFDN5를 인식하며, 이는 MYC 전사를 조절하는 프리폴딘 샤페론입니다. 단백질 접힘 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PFDN5 Rabbit pAb
비고/별칭	MM1, MM-1, PFD5, PFDN5
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5204
GeneID	5204
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q99471
단백질 분자량	17kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)