


Wb, If, Elisa용 항Pfdn5 토끼 단클론 항체 - Q99471

품목 번호: CM0008385



소개

인간 PFDN5(MM1)에 대한 고특이성 토끼 단클론 항체로, WB, IF, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. c-Myc 조절 및 샤페론 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	PFDN5 토끼 단클론 항체
비고/별칭	MM1; MM-1; PFD5; PFDN5
종	인간
유전자ID (인간)	5204
유전자ID	5204
면역원	합성 펩티드 인간 PFDN5 (Q99471)의 아미노산 50-154 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99471
단백질 분자량	17 kDa
배송 방식	아이스팩