


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Pfkfb3 토끼 단일클론 항체(Ipfb-2) - Q16875

품목 번호: CM0007052



소개

인간 PFKFB3(iPFK-2)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 랫드에 대한 교차 반응성을 보입니다. 해당 항체는 해당과정 및 암 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PFKFB3 토끼 mAb
비고/별칭	PFK2; IPFK2; iPFK-2; PFKFB3
종	인간
유전자 ID(인간)	5209
유전자 ID	5209
면역원	인간 PFKFB3(NP_004557.1)의 아미노산 400~500번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q16875
단백질 분자량	57kDa/58kDa/59kDa/60kDa
배송	아이스팩