


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Pfkfb3 토끼 다클론 항체 - Q16875

품목 번호: CM0017371



소개

PFKFB3(6-포스포프럭토-2-키나아제/프럭토스-2,6-비스포스파타아제 3)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람 및 마우스와 반응합니다. 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PFKFB3 토끼 pAb
비고/별칭	PFK2; IPFK2; iPFK-2; PFKFB3
종	사람
GeneID (사람)	5209
GeneID	5209
면역원	사람 PFKFB3(NP_004557.1)의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	Q16875
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스팩