


## Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Pfkfb3 토끼 다클론 항체 - Q16875

품목 번호: CM0030611



### 소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 고품질 항-PFKFB3 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 과당-2,6-이인산 대사 연구에 적합합니다. - Q16875

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                           |
|-------------|-----------------------------|
| 제품명         | PFKFB3 토끼 pAb               |
| 비고/별칭       | PFK2; IPFK2; iPFK-2; PFKFB3 |
| 종           | 인간                          |
| 유전자 ID (인간) | 5209                        |
| 유전자 ID      | 5209                        |
| 면역원         | 재조합 단백질                     |
| 기원          | 토끼                          |
| 카테고리        | 다클론 항체                      |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, ELISA            |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                 |
| SWISS       | Q16875                      |
| 단백질 분자량     | 60kDa                       |
| 배송 방식       | 아이스팩                        |