


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Pfkl 토끼 단일클론 항체 - P17858

품목 번호: CM0007250



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 고품질 Anti-PFKL 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 해당 항체는 해당형 포스포프룩토키나아제(liver-type phosphofructokinase)를 표적으로 하며, 이는 해당과정의 핵심 효소입니다. 대사 및 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PFKL 토끼 mAb
비고/별칭	PFK-B, PFK-L, ATP-PFK, PFKL
종	인간
GeneID	5211
면역원	인간 PFKL(NP_002617.3)의 아미노산 680-780에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P17858
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스팩