

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Pfkm 다클론 항체 - P08237

품목 번호: CM0027290



소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 인간 PFKM(ATP 의존성 6-인산과당키나아제, 근육형)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 해당 항체는 해당 항체는 해당당분해 연구 재조합 면역원을 사용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PFKM 토끼 pAb
비고/별칭	GSD7; PFKI; PFKA; PFKX; PFK-1; PFK-A; ATP-PFK; PPP1R122; PFKM
종	인간
GeneID (인간)	5213
GeneID	5213
면역원	재조합 단백질 인간 PFKM (NP_001160160.1)의 아미노산 501-780에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P08237
단백질 분자량	85kDa
배송 방식	아이스 팩