

Anti-Pfkm Rabbit Monoclonal Antibody For Wb - P08237

품목 번호: CM0012703



소개

인간 ATP 의존성 6-인산과당키나제 근육형(PFKM/P08237)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 해당과정 및 대사 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PFKM Rabbit mAb
비고/별칭	GSD7; PFK1; PFKA; PFKX; PFK-1; PFK-A; ATP-PFK; PPP1R122; PFKM
종	인간
GeneID (human)	5213
GeneID	5213
면역원	합성 펩타이드 인간 Fructose 6 Phosphate Kinase (P08237)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P08237
단백질 분자량	85k Da
배송	아이스백