


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Pfcp 폴리클로날 항체 - Q01813

품목 번호: CM0025500



소개

PFKP에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트의 약 86 kDa PFKP와 반응합니다. 해당 분해 및 암 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PFKP Rabbit pAb
비고/별칭	PFKF; PFK-C; PFK-P; ATP-PFK; PFKP
종	인간
유전자 ID (인간)	5214
면역원	인간 PFKP (NP_002618.1)의 아미노산 336-540에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q01813
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스백