


Wb 및 Elisa용 항-Pfkip 토끼 다클론 항체 - Q01813

품목 번호: CM0020683



소개

인간 PFKP(포스포프룩토키나아제, 혈소판형)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 해당 항체는 해당화, 암 대사 및 관련 신호 전달 경로 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PFKP 토끼 pAb
비고/별칭	PFKF; PFK-C; PFK-P; ATP-PFK; PFKP
종	인간
유전자 ID (인간)	5214
유전자 ID	5214
면역원	인간 PFKP (NP_002618.1)의 아미노산 605-784에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q01813
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스백