

Wb, Elisa용 Anti-Pfn2 폴리클로널 항체 - P35080

품목 번호: CM0022259



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용 인간 Profilin-2 (PFN2)에 대한 토끼 폴리클로널 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 세포골격 및 액틴 역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PFN2 Rabbit pAb
비고/별칭	PFL; D3S1319E; PFN2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5217
GeneID	5217
면역원	인간 PFN2 (NP_444252.1)의 아미노산 1-140 내 서열에 해당하는 재조합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P35080
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)