

Wb, Elisa용 항-Pfn2 토끼 다클론 항체 - P35080

품목 번호: CM0027530



소개

인간 프로필린-2(Profilin-2, PFN2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플의 내인성 PFN2를 검출하며, 액틴 역학 및 세포골격 조직 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PFN2 Rabbit pAb
비고/별칭	PFL; D3S1319E; PFN2
종	인간
유전자 ID (인간)	5217
유전자 ID	5217
면역원	인간 PFN2 (P35080)의 아미노산 100-140 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P35080
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스 팩