

Wb, Elisa용 Anti-Pga3 토끼 다클론 항체 - P0Djd8

품목 번호: CM0022800

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 이 토끼 다클론 항체는 인간 PGA3(펩시노겐-3)를 표적으로 하며 마우스와 랫드에도 교차 반응성을 나타냅니다. 소화 효소 및 프로테아제 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PGA3 토끼 pAb
비고/별칭	PGA3
종	인간
GeneID(인간)	643834
GeneID	643834
면역원	인간 PGA3(NP_001073275.1)의 아미노산 63-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P0DJJ8
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스팩