

Wb, Elisa용 항-Pga5 토끼 다클론 항체 - P0Djd9

품목 번호: CM0018155

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 항-PGA5 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 PGA5를 인식합니다. 소화 및 단백질 분해 과정에서 펩시노젠-5 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명        | PGA5 토끼 pAb                                                  |
| 비고/별칭      | Pg5; PGA5                                                    |
| 종          | 인간                                                           |
| 유전자ID (인간) | 5222                                                         |
| 유전자ID      | 5222                                                         |
| 면역원        | 인간 PGA5 (NP_055039.1)의 아미노산 63-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원        | 토끼                                                           |
| 카테고리       | 다클론 항체                                                       |
| 적용 분야      | WB, ELISA                                                    |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 래트                                                  |
| SWISS      | P0DJD9                                                       |
| 단백질 분자량    | 42kDa                                                        |
| 배송 방식      | 아이스 팩                                                        |