

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Pgam1 토끼 다클론 항체 - P18669

품목 번호: CM0026900



소개

인간 PGAM1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 해당화 및 암 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PGAM1 토끼 pAb
비고/별칭	PGAMA; PGAM-B; HEL-S-35; PGAM1
종	인간
유전자 ID	5223 (인간)
면역원	인간 PGAM1 (NP_002620.1)의 아미노산 1-254에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P18669
단백질 분자량	29kDa
배송 방식	아이스백