

Wb, If-P, Elisa용 항Pgam2 토끼 다클론 항체 - P15259

품목 번호: CM0028333

소개

당분해 과정에 관여하는 근육 특이적 포스포글리세레이트 뮤테이즈인 인간 PGAM2에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF-P, ELISA 응용 분야에서 검증되었으며 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응성을 나타냅니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PGAM2 토끼 pAb
비고/별칭	GSD10; PGAMM; PGAM-M; PGAM2
종	인간
유전자ID (인간)	5224
유전자ID	5224
면역원	인간 PGAM2 (NP_000281.2)의 아미노산 1-253에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P15259
단백질 분자량	29kDa
배송 방식	아이스 팩