

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Pgam5 폴리클로날 항체 - Q96Hs1

품목 번호: CM0015463



소개

인간 PGAM5에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. 미토콘드리아 역학, 미토파지, 네크로프토시스 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PGAM5 Rabbit pAb
비고/별칭	BXLBV68; PGAM5
종	인간
유전자 ID (인간)	192111
유전자 ID	192111
면역원	인간 PGAM5 (NP_001164014.1)의 아미노산 50-146에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96HS1
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백