

Wb 및 Elisa용 Anti-Pgbd1 토끼 다클로날 항체 - Q96Js3

품목 번호: CM0023551

소개

인간 PGBD1 (SCAND4)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. PGBD1은 신경 유전자 발현과 파라스페클(paraspeckle) 조립을 조절하는 핵 내 트랜스포포파제 유래 단백질입니다. 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PGBD1 토끼 pAb
비고/별칭	SCAND4; HUCEP-4; dJ874C20.4; PGBD1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	84547
GeneID	84547
항원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 PGBD1 (NP_115896.1)의 아미노산 150-450에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q96JS3
단백질 분자량	93kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)