

Anti-Pgc1 Alpha Rabbit Polyclonal Antibody - O70343

품목 번호: CM0020827



소개

PGC1 alpha (PPARGC1A)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IF, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 대사 조절 및 미토콘드리아 생물학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PGC1 alpha Rabbit pAb
비고/별칭	Pgc1; PGC-1; Pgc01; Gm11133; Ppargc1; Pgc-1alpha; A830037N07Rik; PPARGC-1-alpha; PGC1 alpha
종	마우스
유전자 ID (인간)	10891
유전자 ID	19017
면역원	마우스 PGC1 alpha (NP_032930.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O70343
단백질 분자량	91 kDa
배송	아이스백