


Wb 및 Elisa용 Anti-Pgc1 Beta 단일클론항체 - Q86Yn6

품목 번호: CM0010768



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 재조합 단일클론 anti-PGC1 beta 항체로, 인간 및 쥐에 반응합니다. 대사 및 미토콘드리아 생합성에서 전사 공동활성제 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PGC1 beta Rabbit mAb
비고/별칭	PERC; ERRLL1; PGC1B; PGC-1(beta); PGC1 beta
종	인간
GeneID (인간)	133522
GeneID	133522
면역원	인간 PGC1 beta (NP_573570.3)의 아미노산 924-1023 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q86YN6
단백질 분자량	113kDa
배송	아이스백