


Wb 및 Elisa용 Anti-Pgc1a 단클론 항체 - Q9UbK2

품목 번호: CM0003656



소개

인간 PGC1α를 표적으로 하는 재조합 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 대사 조절, 미토콘드리아 생성(mitochondrial biogenesis), 및 생체 리듬 연구에 이상적입니다. 인간 샘플과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	PGC1α Rabbit mAb
비고/별칭	LEM6; PGC1; PGC1A; PGC-1γ; PPARGC1; PGC-1α; PGC-1(alpha); PGC1α
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	10891
GeneID	10891
면역원(Immunogen)	인간 PGC1α (NP_037393.1)의 아미노산 340-480에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q9UBK2
단백질 분자량(Protein Weight)	91kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)