


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Pgc1A 토끼 다클론 항체 - Q9UbK2

품목 번호: CM0014513



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합한 PGC1α(PPARGC1A) 표적 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 대사, 포도당신생합성 및 일주기 리듬 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PGC1α 토끼 pAb
비고/별칭	LEM6; PGC1; PGC1A; PGC-1γ; PPARGC1; PGC-1α; PGC-1(alpha); PGC1α
종	인간
유전자 ID	10891
면역원	인간 PGC1α(NP_037393.1)의 610-798번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9UBK2
단백질 분자량	91kDa
배송	아이스팩