


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Pgd 토끼 다클론 항체 - P52209

품목 번호: CM0026518



소개

인간 PGD(6-포스포글루콘산 탈수소효소)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트 샘플 내 내인성 PGD를 검출합니다. 펜토스 인산 경로 연구 및 대사 연구에 필수적으로 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PGD 토끼 pAb
비고/별칭	6PGD; PGD
종	인간
GeneID (인간)	5226
GeneID	5226
면역원	인간 PGD (NP_002622.2)의 아미노산 184-483에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P52209
단백질 분자량	53kDa
배송 방식	아이스 팩