


Wb, Elisa용 항Pge 수용체 Ep1 (Ptger1) 토끼 다클론 항체 - P34995

품목 번호: CM0016995



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 인간 PTGER1 (EP1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 마우스와 교차 반응합니다. 신장 기능, 평활근 수축 및 GPCR 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PGE 수용체 EP1 (PTGER1) 토끼 pAb
비고/별칭	EP1; PGE 수용체 EP1 (PTGER1)
종	인간
유전자ID (인간)	5731
유전자ID	5731
면역원	합성 펩타이드 인간 PGE 수용체 EP1 (PGE 수용체 EP1 (PTGER1)) (NP_000946.2)의 아미노산 300-400 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P34995
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스 팩